

# GOED *voorbereid* NAAR HET PRIKPUNT



## **BLOEDWAARDENCHECK**

Deze brochure geeft u de praktische informatie die u nodig heeft voor een succesvol verloop van uw Bloedwaardencheck.

**BONUSAN**  
living quality

## BONUSAN BLOEDWAARDENCHECK

Samen met uw behandelaar heeft u één of meerdere Bloedwaardencheck(s) aangevraagd. Deze brochure geeft u de praktische informatie die u nodig heeft voor een succesvol verloop van uw Bloedwaardencheck.

### HOE WERKT HET?

- 1** In de bloedafnameset die u ontvangen heeft zitten de bloedbuisjes, het labformulier, de brief voor de laborant en een voorgefrankeerde medische retourenvelop.
- 2** U gaat naar het prikpunt en neemt de volgende vijf dingen mee: de bloedbuisjes, de medische retourenvelop, het labformulier, de brief voor de laborant en een geldig legitimatiebewijs.
- 3** Na het prikken doet u de gevulde bloedbuisjes in de envelop en stuurt deze dezelfde dag per gewone post naar het laboratorium. Daarbij moeten de aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd. Deze kunnen per check verschillen. Kijk voor meer informatie op [www.bonusan.com/bloedwaardencheck](http://www.bonusan.com/bloedwaardencheck).
- 4** Het laboratorium analyseert uw bloed en stuurt de uitslag alleen naar uw behandelaar. Uw gegevens worden door alle betrokken partijen vertrouwelijk behandeld.
- 5** Uw behandelaar evalueert altijd eerst de uitslag om een goede interpretatie te waarborgen.
- 6** Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u en start uw behandelplan of vraagt samen met u aanvullende checks aan.



# PRAKTISCHE INFORMATIE

## MEENEMEN NAAR HET PRIKPUNT

U neemt de volgende vijf dingen mee (de eerste vier zitten in de bloedafnameset):

- Eén of meerdere bloedbuisjes
- Een medische retourenvelop
- Het labformulier
- De brief voor de laborant
- Een geldig legitimatiebewijs

## WAT ER GEBEURT OP HET PRIKPUNT

Bij het prikpunt wordt bloed afgenomen voor de Bloedwaardencheck. Daarbij hoeft u alleen de aanwijzingen van de laborant op te volgen. De laborant weet welk buisje gebruikt moet worden en hoeveel bloed er moet worden afgenomen.

## DE MEDISCHE ENVELOP

Na het prikken doet u zelf de gevulde bloedbuisjes in de medische retourenvelop. De envelop is voorgefrankeerd en voorbedrukt met het adres van het laboratorium dat uw bloed gaat onderzoeken.

## OP DE POST DOEN

Doe de medische envelop met daarin de bloedbuisjes direct na het prikken op de post. Dit zorgt ervoor dat de uitslag zo betrouwbaar mogelijk is. U kunt de envelop gewoon in de brievenbus doen. Bij warm weer dient u de envelop zo dicht mogelijk bij het ophaalmoment te posten. Tot die tijd kunt u hem in de koelkast bewaren (tussen de 2 en 8 graden Celsius).

## HET BLOEDONDERZOEK

Wanneer het laboratorium uw medische envelop heeft ontvangen, wordt uw bloed direct geanalyseerd. De analysetijd verschilt per Bloedwaardencheck en duurt tussen de twee en vijf dagen. Meer informatie daarover vindt u op [bonusan.com/bloedwaardencheck](https://www.bonusan.com/bloedwaardencheck). Het laboratorium stuurt de uitslag alleen naar uw behandelaar. Bonusan ontvangt nooit de uitslag.

## EVALUATIE & INTERPRETATIE

Uw behandelaar evalueert altijd eerst de uitslag om een goede interpretatie te garanderen. Uw behandelaar bespreekt de uitslag met u en stelt uw behandelplan op, of vraagt samen met u aanvullende Bloedwaardenchecks aan.

## VRAGEN?

Voor vragen over de priklocatie, inlooptijden en afspraken neemt u contact op met het afsprakenbureau van PMO via 0251-714 614 of [info@pmonederland.nl](mailto:info@pmonederland.nl). Voor meer informatie over uw Bloedwaardencheck kunt u contact opnemen met uw behandelaar of kijken op [bonusan.com/bloedwaardencheck](https://www.bonusan.com/bloedwaardencheck). Hier vindt u ook een overzicht met veelgestelde vragen.



Uw bloed is een belangrijke informatiebron. Met Bonusan Bloedwaardencheck krijgt u eenvoudig inzicht in deze informatie. De uitslag is betrouwbaar en kan een belangrijke bijdrage leveren aan uw behandeling.



Bloedwaardencheck geeft u meer controle over uw gezondheid en meer grip op uw behandeling. Zo dragen we bij aan een betere kwaliteit van leven voor iedereen: *Living Quality*.

## 14 BLOEDWAARDENCHECKS

Bonusan biedt 14 verschillende Bloedwaardenchecks, van eenvoudige ijzertest tot complete screening van het bloed. In overleg met uw behandelaar kunt u gericht onderzoek laten doen naar bijvoorbeeld vitamines, mineralen, cholesterol, insuline en laaggradige ontstekingen.

Art.nr.	Artikel	Adviesprijs
WP001	Bonusan Screening Compleet	€ 165,00
WP002	Bonusan Screening Basis	€ 135,00
WP003	Bonusan Insuline Resistentie Analyse	€ 45,00
WP004	Bonusan IJzer Analyse	€ 55,00
WP005	Bonusan Mineralen Analyse Compleet	€ 65,00
WP006	Bonusan Vitamine Analyse Compleet	€ 110,00
WP007	Bonusan Vitamine D Analyse	€ 55,00
WP008	Bonusan Vitamine B6 Analyse	€ 55,00
WP009	Bonusan Vitamine B12 Analyse	€ 45,00
WP010	Bonusan Schildklier Analyse Compleet	€ 115,00
WP011	Bonusan Cholesterol Analyse Compleet	€ 40,00
WP012	Bonusan Stress Indicatie Analyse	€ 45,00
WP013	Bonusan Lever Analyse	€ 35,00
WP014	Bonusan Laaggradige Ontsteking Analyse	€ 39,00

### CONTACT

#### PMO

Telefoon 0251-714 614

E-mail [info@pmonederland.nl](mailto:info@pmonederland.nl)

#### Bonusan

Telefoon 0186-745 001

E-mail [info-nl@bonusan.com](mailto:info-nl@bonusan.com)